




2025

CATÁLOGO DE BROCAS CIRÚRGICAS

SURGICAL DRILLS CATALOG
CATÁLOGO DE FRESAS QUIRÚRGICAS



TRAUMAFIX




TIPOS DE ENGATES


Clamp Types / Tipos de acoplamentos




ER -1




ER -5




ER -9



ER -2




ER -6




ER -10




ER -3




ER -8



ER -11



ER -4



TRAUMAFIX

www.traumafix.net.br



+55 (19) 3582-1079














comercial@traumafix.net.br


Corte Redondo

Alta Rotação

Broca redonda de corte rápido, para remoções ósseas em grande quantidade
Fast cut round drill for large bone removal / Perforar el corte redondo rápido para la eliminación de hueso en grandes cantidades

	Diâmetro da broca Length / Longitud
	0.8
	1.0
	1.2
	1.4
	2.1
	3.1
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	6.0

*COMPRIMENTO SOB CONSULTA



Registro Anvisa:
82945209001



Esterilização:
Óxido de Etileno (ETO)




Validade:
5 Anos



+55 (19) 3582-1079



comercial@traumafix.net.br














TRAUMAFIX


Corte Redondo

Alta Rotação

Broca diamandata para acabamento e polimento ósseo
FDiamond Drill for finishing and polishing bone / Perforación de diamante para el acabado y pulido de hueso

	Diâmetro da broca Length / Longitud
	0.8
	1.0
	1.2
	1.4
	1.8
	2.1
	3.1
	3.5
	4.0
	5.0
	6.0

*COMPRIMENTO SOB CONSULTA



Registro Anvisa:
82945209002



Esterilização:
Óxido de Etileno (ETO)




Validade:
5 Anos



+55 (19) 3582-1079



comercial@traumafix.net.br




TRAUMAFIX



Brocas para perfuração craniana (trepanação) com parada automática
 Drills for cranial drilling (trepanning) with automatic stop / Fresa de para la perforación craneal (rebabas) con parada automática

Diâmetro da broca (mm) Length / Longitud
14.0 / 11.0
9.0 / 6.0



Adulto



Infantil

INFORMAÇÕES

www.traumafix.net.br



Registro Anvisa:
82945209001



Esterilização:
Óxido de Etileno (ETO)



Validade:
5 Anos



+55 (19) 3582-1079



comercial@traumafix.net.br



TRAUMAFIX



TRAUMAFIX



www.traumafix.net.br



+55 (19) 3582-1079



comercial@traumafix.net.br